天津医科大学实验课教案首页

(共3页、第1页)

课程名称:生物信息学 实验名称:基于 Galaxy 的基因组数据处理

授课对象:生物医学工程学院 2011 级生信班(本)

实验人数:27

实验类型(验证型、综合型、设计型、创新型):验证型

实验分组:一人一机

学时数:3 教材版本:

教材版本:生物信息学实验讲义(自编教材)

实验目的与要求:

• 掌握基因组注释中常用的 BED 格式。

- 掌握基因组坐标的逻辑运算模式。
- 掌握 Galaxy 的基本使用方法。

实验内容及学时分配:

- (10') BED 格式:回顾 BED 格式使用的坐标系统及其每一列的含义。
- (10') 逻辑运算:回顾交集、减法、联合等逻辑运算模式。
- (10') Galaxy 简介: 简单介绍 Galaxy 分析平台的主界面、工具集及学习资料。
- (120') 实验操作: 寻找人类基因组中 22 号染色体上含有 SNP 数目最多的外显子。

主要仪器和实验材料:

• 实验材料:人类基因组 (hg19) 中22 号染色体 (chr22) 上的外显子和 SNP。

• 主要仪器: 联网的计算机。

• 分析工具: Galaxy 分析平台。

实验重点、难点及解决策略:

• 难点:基因组坐标的联合运算;解决策略:通过实例进行讲解。

• 重点: Galaxy 的使用;解决策略:根据资料进行学习,通过练习熟练掌握。

思考题:

- BED 格式使用的哪一类坐标系统?
- BED 格式每一列的含义是什么?
- 如何进行基因组坐标的联合操作?

参考资料:

Galaxy

天津医科大学实验课教案续页

chr7

chr7

chr7

chr7

chr7

127473530 127474697

127474697 127475864

127478198

127478198 127479365 Neg3 0 -

127481699 Neg4 0

127477031

127480532

(共3页、第2页)

127474697

127478198

127481699

127478198 127479365 0,0,255

255,0,0

0,0,255

一、BED 格式 (10 分钟)

BED 格式: 3+9=12 列 (BED12), 0-based (与 1-based 的区别)。

 BED3: chrom, start, end chr1 11873 14409

• BED4: chrom, start, end, name

chr1 11873 14409 uc001aaa.3

• BED5: chrom, start, end, name, score

chr1 11873 14409 uc001aaa.3 0

• BED6: chrom, start, end, name, score, strand chr1 11873 14409 uc001aaa.3 0 +

二、逻辑运算(10分钟)

• intersect, 交集: 保留重叠的坐标

• subtract, 减法: 去除重叠的坐标

• merge, 合并: 合并重叠的坐标

• concatenate, 串联: 合并多组坐标

• complement, 补集: 取坐标的补集

• cluster, 聚类:聚合符合要求的坐标

• join, 联合:根据坐标重叠把两组记录对 应起来(与交集的区别)

三、Galaxy 简介 (10 分钟)

1. 主界面


- 顶部是刊头: 切换"分析数据"、"工作流"和"帐号"等主界面
- 左侧栏是工具菜单: 以工具集的形式组织罗列着各种工具
- 中间是工作区:工具参数设置、使用说明和数据内容、属性等信息的输出位置
- 右侧栏是历史面板: 以历史记录的形式记录存储着每一步操作

2 工具集

- Get Data: 从公共数据库提取数据
- Text Manipulation: 处理文本数据
- Convert Formats: 数据格式转换
- Operate on Genomic Intervals: 坐标 的逻辑运算
- Statistics 和 Graph/Display Data: 统 计绘图
- NGS Toolbox:分析第二代测序数据
-

3. 学习资料(先易后难,由浅入深)

- Galaxy 101
- Galaxy Screencasts and Demos
- Shared Pages, Histories & Workflows
- Learn Galaxy
- · Galaxy Wiki



chr7 127471196 127472363 Pos1 0 + 127471196 127472363 255,0,0

chr7 127479365 127480532 Pos5 0 + 127479365 127480532 255,0,0

Pos3

Neg2

127472363 127473530 Pos2 0 + 127472363 127473530 255.0.0


127475864 127477031 Neg1 0 - 127475864 127477031 0,0,255

0 + 127473530

Pos4 0 + 127474697 127475864 255,0,0

127477031

127480532





天津医科大学实验课教案续页

(共3页、第3页)

四、实验操作(120分钟)

寻找人类基因组(hg19)中22号染色体(chr22)上含有SNP数目最多的外显子。

- 1. 获取数据(选择正确的格式,把结果导出到 Galaxy 中)
 - 外显子数据: Get Data, UCSC Main, hg19, chr22, RefSeq Genes, BED 格式
 - SNP 数据: Get Data, UCSC Main, hg19, chr22, dbSNP137, BED 格式
- 2. 提取含有 SNP 的外显子: Operate on Genomic Intervals, Join (注意数据集的顺序)
- 3. 对外显子上的 SNP 进行计数: Join, Subtract and Group, Group (注意选择正确的列)
- 4. 筛选至少含有 10 个 SNP 的外显子: Filter and Sort, Filter (学习编写筛选表达式)
- 5. 附加外显子的原始信息: Join,Subtract and Group, Compare two Datasets (注意数据集的选择,同时根据每一列的含义选择正确的列)

